

CO-TESTER



RITROVA  
IL TUO RESPIRO

**TABATABA**v3<sup>®</sup>



**ANALIZZATORE DI CO  
NELL'ARIA ESPIRATA**

- ▶ Interfaccia moderna e semplice da usare
- ▶ Ampio touch screen
- ▶ Risultato immediato in PPM, % HbCo e % HbCo fetale
- ▶ Durata di vita della cellula: 5 anni



CE  
0459



Porta per la ricarica  
USB-C  
Funziona senza pile

Pulsante  
di accensione

Ampio schermo touch da 2.8"

Trapper e pipetta monouso  
con valvola anti-ritorno con boccaglio monouso  
(compatibili con Tabataba V2 e V3).



## IL VOSTRO NUOVO ALLEATO CONTRO IL FUMO ATTIVO E PASSIVO

Semplice, affidabile e riproducibile, il **TABATABA V3®** è un dispositivo di misurazione pensato per gli operatori sanitari (medici che si occupano di tabagismo, professionisti della salute sul lavoro, associazioni, cliniche di maternità, pneumologi, farmacie, ecc.)

**Misura il livello di CO nell'aria espirata** e garantisce il **monitoraggio** nel contesto dei **programmi di disassuefazione dal fumo**. Può essere utilizzato anche per **misurare il livello di CO nell'aria ambiente**. Ampiamente adottato da molti medici, è anche un eccellente strumento educativo e il suo potere di sensibilizzazione sulla necessità di smettere di fumare è innegabile.

### IL DISPOSITIVO SI CONTROLLA CON LA PUNTA DELLE DITA

Grazie al suo ampio touch screen, il **TABATABA V3®** offre un'esperienza d'uso senza precedenti.

**Computerizzato**, senza batteria e **senza fili**, offre una maggiore libertà. Sarà possibile ricaricare la batteria servendosi del cavo USB.

**Le informazioni e i risultati** possono essere consultati **in modo immediato** sul dispositivo stesso e/o **esportati in modalità Wi-Fi**.

### TABATABAv3®

#### I PUNTI DI FORZA DELLA WEB APP

- ▶ Gestione delle informazioni sul prodotto (numero di serie, data di calibrazione, ecc.)
- ▶ Gestione sicura delle informazioni del paziente (misurazioni registrate, identità del paziente, ecc.)
  - ▶ Impostazioni del dispositivo (scadenza, ecc.)
  - ▶ Esportazione dei dati in formato CSV
  - ▶ Generazione di un report sul paziente in formato PDF.



PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 2

PASSAGGIO 3

PASSAGGIO 4

PASSAGGIO 5



Premere  
«Avvia test»



Il paziente deve inspirare e poi bloccare la respirazione durante il conto alla rovescia



Il paziente deve soffiare lentamente fino a che non scompare l'istruzione



Viene visualizzato il risultato in PPM\*, HbCO%\* oppure HbCOf%\*



Salva i dati

\*PPM particelle di CO per milione di particelle d'aria ; %HbCO: livello di carbossiemoglobina ; %HbCOf: livello di carbossiemoglobina fetale

IL VOSTRO DISTRIBUTORE



Morgan Italia Srl  
Via Gramsci, 20

40068 San Lazzaro di Savena - BO  
tel 051 454200 - 051 6275931  
fax 051 460247  
info@morganitalia.com

**FUMARE  
UCCIDE...  
E ANCHE NON  
FARE NIENTE  
UCCIDE!**

Accertatevi di avere a portata di mano la vostra « **calcolatrice di CO** »! Il dispositivo **TABATABA V3®** vi consente di verificare in modo rapido ed efficace il livello di CO espirato in seguito al fumo attivo e passivo.



### ACCESSORI INDISPENSABILI

Non venduti con il dispositivo:

- Pipette monouso (confezione da 250)
- Trapper monouso (confezione da 250)



51 rue Antoine Primat - CS 60194  
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89  
Fax +33 (0)4 72 33 43 51  
contact@fim-medical.com

CE  
0459