

FILTRO antibatterico e virale HexaFilt® CON BOCCAGLIO PARALINGUA
Fabbricante: eXagotec GmbH - Germania



   STRINGINASO DEL KIT	COD. ART: EXACON-FIL1002
	Il filtro per test di funzionalità respiratoria HexaFilt® , fabbricato dalla Exagotec (Germania), è una articolo monouso che può essere utilizzato su diversi strumenti per funzionalità polmonare (serie Smart pft Medical Equipment Europe, Jaeger, Viasys, Carefusion, Cosmed....) Il filtro non deve essere sterilizzato, disinfectato o riutilizzato per il soggetto successivo.
Destinazione d'uso	Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato con apparecchiature per lo studio della funzionalità polmonare e funge da barriera per prevenire la contaminazione crociata tra paziente ed apparecchiatura.
Boccaglio integrato (brevettato)	La forma del boccaglio è studiata per ridurre il rischio di perdite e per il massimo comfort. Dotato di para-lingua brevettato per eliminare il rischio di ostruzione durante le prove spirometriche
Peso	18,5 g
Dimensioni	Diametro 90mm – Lunghezza effettiva 80mm
Progettazione (brevettata)	Il sistema di fissaggio del materiale filtrante consente di mantenere un'elevata superficie filtrante e una bassa resistenza al flusso, riducendo nel contempo la distanza dalla parete interna del case (Brevettato)
Impatto ambientale	La forma ed il ridotto peso contribuiscono a ridurre il consumo di plastica
Classificazione	CLASSE I- MDR EU 2017/745 CODICE EMDN / CND : R049001 UDI-DI (GTIN): 04262510680004 - REG. REP. NAZ. DISP. MED. – N. 2896569/R
Efficienza	Contaminazione crociata 99.999% (*- Nelson Lab)
Resistenza	<0.035 kPa/(L/s) @ 1l/s = a 0,13kPa/(L/s) @ 14 L/s
Spazio morto effettivo	<40 ml
Spazio morto totale	69 ml
Materiale costruttivo (case)	Polipropilene (PP). Non sterile
Mezzo Filtrante	Filtro pile di alta qualità
Stringinaso	Dimensione universale, con spugna morbida per eliminare lo scivolamento e garantire il massimo comfort.
Area Filtrante	ca. 60 cm ²
Connettività	Diametro standard 29,5 mm Compatibilità diretta con quasi tutti i Sistemi di funzionalità polmonare.
Confezionamento	Buste singole sigillate. Con stringinaso, a scelta. Venduto in scatole da 100 pz
Temperatura di utilizzo	10° C / 40°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C / 80°C Non esposizione diretta alla luce solare
Latex & Silicone	free

Riferimenti: *- Nelson Report

Importatore e Distributore



MORGAN ITALIA SRL

Via A. Gramsci, 20 – 40068 – San Lazzaro di Savena (BO)
 Tel 051 454200 - 051 6275931, Fax 051 460247
 Email: info@morganitalia.com - www.morganitalia.com

